



QualiWare®
by Analysis



Controlli sul prodotto finito

ISO 9001 nei collaudi finali

QualiWare

QualiWare® è la soluzione software per i sistemi di gestione basati su requisiti normativi quali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO-TS 16949, e per l'integrazione dei sistemi stessi.

Le sue potenzialità spaziano dalla Gestione del Sistema Qualità alla Gestione delle Risorse Umane, dalla Gestione di Contenuti e Documenti Elettronici alla Gestione del Processo di Produzione.

È disponibile a moduli indipendenti, con licenze per utenti contemporanei o per postazioni di lavoro e ha ampie possibilità di interfacciamento con il sistema informatico esistente.

Ulteriori informazioni sul sito
www.qualiware.it

REQUISITI DI SISTEMA

Server

RAM: 4 Gb

SO: Windows 20xx (32 o 64 bit)

Database: Microsoft Sql Server, Sql Express, Oracle

Web server: IIS

Mail server: Microsoft Exchange, Lotus Domino, SMTP

Desktop

Browser: Microsoft EDGE, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

RAM: 2 Gb

SO: Windows (32 o 64 bit) 10, 8.1, 8, Seven, Vista, XP

Mail client: qualunque client

Mobile Device

Android e iOS (iPhone e iPad)

TECNOLOGIE

- Microsoft Visual Studio
- ASP.NET
- JQuery
- Cordova
- Crystal Reports

Premessa

Il modulo consente di inserire, gestire, monitorare e stampare tutte le informazioni connesse alla esecuzione dei controlli e collaudi sul Prodotto Finito.

Funzioni

- Collaudi Finali: disponibilità (a video o in stampa) del documento contenente i controlli da eseguire sui prodotti finiti; numero e dimensione dei campioni automaticamente adattati in relazione al lotto da collaudare.
- Registrazione, in un Rapporto di Collaudo Finale, dei risultati del collaudo stesso, con la possibilità di specificare le non conformità riscontrate ed i provvedimenti presi per il loro trattamento.
- Carte X-R sui dati rilevati.

Camp.	N.Camp.	Scarti	N.A.	N.R.
1	1	0	0	1



Controlli sul prodotto finito

ISO 9001 nei collaudi finali

INTEGRAZIONE

Il complemento ideale di questo modulo è rappresentato dal modulo **QW-05 Non Conformità, Reclami, Azioni Correttive e Preventive**, che permette di associare alle registrazioni tutte le informazioni relative alla Qualità.


Molto utile risulta anche il modulo **QW-07 Gestione Documentale** che consente di associare ad ogni collaudo documenti esterni di varia natura (foto, procedure, scansioni varie, ecc.)

I dati registrati in questo modulo vengono poi utilizzati dal modulo **QW-11 Valutazione Fornitori**.

Attraverso il modulo **QW-14 Interscambio Dati** è possibile importare le informazioni di anagrafica (Clienti/Fornitori e Articoli) dal sistema gestionale/ERP.

Stampe

- Rapporto di Collaudo con relativo piano di campionamento e controllo
- Elenco dei documenti di collaudo relativi a ciascun produttore o reparto interno.



- Diagrammi di Pareto sulle non conformità rilevate
- Verbale d'atto di collaudo per lotto

di collaudo allegare al

QualiWare by Analysis		Rapporto di collaudo finale	
Numero: 754 del 13/12/2012		Foglio: 1/2	
Lotto: C101204173000			
Articolo: COR426 4000432 65410T0564 (T0564E) CAVO PORTA CLEVERMIX20		Unità di misura: PE Unità Campionaria: 1,00	
Fornitore: P1534 A.C.M. di Cio Andrea		Lotto: 1,00	
Operatore: SIKOIII Angelo		Q.tà non conforme: _____	
Decisione: _____		Q.tà recuperata: _____ Tempo: _____	
11 Verifica finitura	Campione	⊕	⊕
Collaudatore: _____	Dimens. 2	⊖	⊖
<input type="checkbox"/> Accettata <input type="checkbox"/> Scartata	N.A. N.R. 0/1	⊕	⊕
Tempo: _____	Scarti	⊖	⊖
Strumento: Conoscito misto			
Documentaz. di riferimento: Disegno COR426 contro Disegno 113/01/09.			
Procedimento per il collaudo: Verificare che le finiture eseguite corrispondano a quanto specificato sul disegno.			
Verificare le connessioni dentro il fissaggio.			
Fabbricato in caso di non conformità:			
12 Verifica montaggio etichette	Campione	⊕	⊕
Collaudatore: _____	Dimens. 2	⊖	⊖
<input type="checkbox"/> Accettata <input type="checkbox"/> Scartata	N.A. N.R. 0/1	⊕	⊕
Tempo: _____	Scarti	⊖	⊖
Strumento: Conoscito misto			
Documentaz. di riferimento: Disegno COR426 contro Disegno 113/01/09.			
Procedimento per il collaudo: Rischioda (026843) "4000432" al centro della guida.			
Fabbricato in caso di non conformità:			

testimonianza dell'avvenuto controllo.



QualiWare
by Analysis

www.qualiware.it

QualiWare® e QWay® sono marchi registrati di Analysis S.r.l. Software e Ricerca. Tutti gli altri nomi e marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

OLTRE 20 ANNI DI QUALITÀ

Analysis s.d. Software e Ricerca
Via delle Fosse Ardeatine, 3/5/7 - 40013 Trebbio di Reno (BO)
Tel. +39 051 705598 Fax 051 0545395 C.F. e P.I. 01687751204
info@qualiware.it



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =